


## Фосфо-Acly-S455 Кроличья Моноклональная Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P53396

Артикул: CM0001626



### введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело к Ser455 человеческого ACLY, валидированное для Вестерн-блота (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реакцией с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований липидного метаболизма и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Фосфо-ACLY-S455 кроличья мкАт                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | ACL; ATPCL; CLATP; Phospho-ACLY-S455                                                           |
| Вид реагируемости                  | Человек                                                                                        |
| ID гена (человек)                  | 47                                                                                             |
| ID гена                            | 47                                                                                             |
| Иммуноген                          | Синтетический фосфорилированный пептид в районе остатка S455 человеческого ACLY (NP_001087.2). |
| Источник продуцирования            | Кролик                                                                                         |
| Категория                          | Фосфорилированные антитела                                                                     |
| Применение                         | WB, IHC-P, ELISA                                                                               |
| Перекрестная реактивность          | Человек, мышь, крыса                                                                           |
| SWISS                              | P53396                                                                                         |
| Молекулярная масса белка           | 121 кДа                                                                                        |
| Условия доставки                   | Холодовой пакет                                                                                |