


Фосфо-Acly-S455 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P53396

Артикул: CM0000515



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против фосфорилированного по остатку Ser455 человеческого ACLY. Валидировано для применения в WB, IHC-P, IP и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Идеально подходит для исследований метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ACLY-S455 кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	ACL; ATPCL; CLATP; Phospho-ACLY-S455
Вид	Человек
ID гена (человек)	47
ID гена	47
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S455 человеческого ACLY (NP_001087.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53396
Молекулярная масса белка	121 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами