

Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфо-Akt (S473) Для Вб, Ифа — P31749 / P31751 / Q9Y243

Артикул: CM0001587



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфо-Akt (S473), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфически выявляет эндогенные уровни Akt человека, мыши и крысы только при его фосфорилировании по остатку серина 473. Идеально подходит для изучения сигнального пути PI3K/AKT при исследованиях рака и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Akt-S473, кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
Вид	Человек
GeneID (человек)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области сайта S473 человеческого белка AKT1 (NP_005154.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Молекулярная масса белка	48 кДа/55 кДа/51 кДа/54 кДа
Доставка	Холодовая упаковка