

Фосфо-Akt-S473 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Артикул: CM0000663



введение

Специфическое к фосфоформам кроличье поликлональное антитело, распознающее Akt1, Akt2 и Akt3, фосфорилированные по Ser473. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФ-анализа на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Akt-S473 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
Вид	Человек
ID гена (Человек)	207/208/10000
ID гена	207/208/10000
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Молекулярный вес белка	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Доставка	Сумка со льдом