

Фосфо-Akt-Y315 Кроличья Pab Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31749 / P31751 / Q949243

Артикул: CM0001715



введение

Фосфо-Akt-Y315 кроличья поликлональная антитело, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознает человеческий, мышинный, крысиный Akt, фосфорилированный по Y315. Подходит для изучения пути PI3K/Akt при онкологии и метаболизме.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Akt-Y315 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	AKT1/AKT2/AKT3; Фосфо-Akt-Y315
Вид	Человек
ID гена (Человек)	207/208/10000
ID гена	207/208/10000
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический фосфорилированный пептид в районе Y315 человеческого AKT1 (NP_001014431.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Молекулярный вес белка	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Доставка	Сумка со льдом