

Фосфо-Akt1-S473 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Артикул: CM0001804



введение

Специфические к фосфоформе поликлональные антитела кролика против человеческого АКТ1, фосфорилированного по S473. Подходят для WB, ИHC-P и ELISA; перекрестно реагируют с мышью и крысом. Идеальны для изучения сигнального пути АКТ при онкологии и метаболических процессах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-AKT1-S473 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Фосфо-AKT1-S473
Вид	Человек
ID гена (Человек)	207
ID гена	207
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S473 человеческого Akt1 (NP_005154.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31749
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом