

## Кроличыи Поликлональные Антитела К Фосфо-Akt1-T308 - P31749

Артикул: CM0001290



### введение

Кроличыи поликлональные антитела к фосфо-AKT1-T308, валидированные для методов WB и ELISA. Распознают фосфорилированный человеческий AKT1 (Thr308) с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходят для изучения инсулинового сигнального пути, биологии рака и путей выживания клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличыи поликлональные антитела к фосфо-AKT1-T308                        |
| Примечания/Синонимы       | AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T308             |
| Вид                       | Человек                                                                   |
| GeneID (Человек)          | 207                                                                       |
| GeneID                    | 207                                                                       |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, фосфорилированный в области T308 человеческого Akt1 |
| Источник                  | Кролик                                                                    |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                |
| Применение                | WB, ELISA                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                      |
| SWISS                     | P31749                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 56 кДа                                                                    |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                            |