

Фосфо-Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305 Кроличий Pab - P31749 / P31751 / Q9Y243

Артикул: CM0000821



введение

Фосфоспецифичное поликлональное антитело кролика против АКТ1-T308, АКТ2-T309 и АКТ3-T305. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Для исследований киназной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	AKT1/AKT2/AKT3; Фосфо-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
Вид	Человек
GeneID (Человек)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T308 человеческого AKT1 (NP_005154.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Молекулярная масса белка	48 кДа/55 кДа/51 кДа/54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом