

Фосфо-Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305, Кроличья Поликлональная Антитело Для Вб, Ифа - P31749 / P31751 / Q9Y243

Артикул: CM0001750



введение

Кроличья поликлональная антитело к фосфо-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305, валидированная для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает фосфорилированные изоформы АКТ человека и мыши, подходит для исследований клеточной сигнализации и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305, кроличья пАт
Примечания/псевдонимы	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
Вид	Человек
ID гена (человек)	207/208/10000
ID гена	207/208/10000
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T308 AKT1 человека (NP_005154.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Молекулярная масса белка	48 кДа/55 кДа/51 кДа/54 кДа
Доставка	С ледяным пакетом