

Фосфо-Специфичное Кроличье Моноклональное Антитело К Akt1-T450 + Akt2-T451 + Akt3-T447 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P31749 / P31751 / Q9Y243

Артикул: CM0000773



введение

Фосфо-специфичное кроличье моноклональное антитело, детектирующее АКТ1, фосфорилированный по Thr-450, и АКТ2/АКТ3 по эквивалентным сайтам. Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА; перекрестно реагирует с изоформами АКТ человека, мыши и крысы. Идеально для изучения сигнальных путей PI3K/АКТ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-специфичное кроличье моноклональное антитело к АКТ1-T450 + АКТ2-T451 + АКТ3-T447
Вид	Человек
ID гена (Человек)	207/208/10000
ID гена	207/208/10000
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T450 человеческого Akt)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Молекулярная масса белка	48 кДа/51 кДа/55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом