


## Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфо-Akt1S1/Pras40-T246 Для ВБ, Ифа — Q96B36

Артикул: CM0000766



### введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело, направленное против фосфорилированного по Тре246 человеческого AKT1S1/PRAS40.

Валидировано для ВБ и ИФА. Идеально подходит для исследования сигнального пути mTORC1, метаболизма рака и инсулинчувствительных путей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к фосфо-AKT1S1/PRAS40-T246                                                                      |
| Примечания/алиасы         | Lobe; PRAS40                                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                          |
| GeneID (человек)          | 84335                                                                                                                            |
| GeneID                    | 84335                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области остатка T246 человеческого AKT1S1/PRAS40 (NP_001265088.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                                       |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                          |
| SWISS                     | Q96B36                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 27 кДа                                                                                                                           |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                                |