


Фосфо-Akt1S1/Pras40-T246 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96B36

Артикул: CM0001273



введение

Это специфичное к фосфорилированию кроличье поликлональное антитело обнаруживает AKT1S1/PRAS40, фосфорилированный по положению T246, в образцах человека с помощью Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для изучения сигнального пути mTORC1 и реакции на инсулин/питательные вещества.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-AKT1S1/PRAS40-T246 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	Lobe; PRAS40; Фосфо-AKT1S1/PRAS40-T246
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84335
ID гена	84335
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96B36
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом