


Фосфо-Akt2 Специфический-S474 Кроличья Раb - P31751

Артикул: CM0001731



введение

Фосфоспецифическое поликлональное антитело кролика, детектирующее AKT2, фосфорилированный по Ser474, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для изучения инсулиновой сигнализации, метаболизма глюкозы и путей выживания раковых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-AKT2 специфический-S474 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	PKBV; PRKBV; HINGHN; PKVBETA; RAC-BETA; Фосфо-AKT2 специфический-S474
Вид	Человек
GeneID (человек)	208
GeneID	208
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31751
Молекулярный вес белка	56 кДа
Доставка	Сумка со льдом