

Фосфо-ALK-Y1096 Кроличья Поликлональная Антитела Для Wb, Elisa — Q9Um73

Артикул: CM0001181



введение

Фосфо-ALK-Y1096 кроличья поликлональная антитела: Обнаруживает фосфорилированный ALK по тирозину 1096 в образцах человека. Валидирован для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Ключевой реагент для изучения сигналинга ALK в нейрогенезе, энергетическом балансе и онкогенных путях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ALK-Y1096 кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	ALK1; CD246; NBLST3; Phospho-ALK-Y1096
Вид	Человек
ID гена (человек)	238
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический фосфорилированный пептид в области Y1096 ALK человека (NP_004295.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UM73
Молекулярная масса белка	176 кДа
Доставка	Холодильный пакет