

Фосфо-Альт-Rpl36-S140, Кроличья Поликлональная Антитело - Альт-Rpl36

Артикул: CM0001784

введение

Кроличья поликлональная антитело к фосфо-альт-RPL36 (S140), валидированная для вестерн-блота, дот-блота и ИФА в образцах человека. Идеально подходит для детекции событий фосфорилирования альт-RPL36 для поддержки исследований передачи сигнала в клетке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-альт-RPL36-S140, кроличья pAb
Вид	Человек
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид (синтетический фосфорилированный пептид в области S140 альт-RPL36)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, DB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
Доставка	Айс-бокс