

Фосфо-Alt-Rpl36-S142 Кроличья Поликлональная Антитела - Anti-Alt-Rpl36 S142

Артикул: CM0000566

введение

Фосфоспецифичные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий alt-RPL36 в серине 142. Валидированы для Вестерн-блоттинга, дот-блоттинга и ИФА, подходят для изучения фосфорилирование-зависимых регуляторных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Фосфо-alt-RPL36-S142 Кроличьи pAb
Вид	Человек
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S142 alt-RPL36
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
Доставка	Ледяной пакет