

Phospho-Alt-Rpl36-S19 Rabbit Pab - Alt-Rpl36

Артикул: CM0000634

введение

Кроличий поликлональный антитело Phospho-alt-RPL36-S19 для WB, DB, ELISA. Обнаруживает фосфорилированный alt-RPL36 в положении Ser19 в образцах человека. Подходит для изучения фосфорилирования и исследований сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-alt-RPL36-S19 Rabbit pAb
Вид	Человек
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S19 белка alt-RPL36
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
Доставка	Сумка со льдом