

Фосфо-Alt-Rpl36-S22 Кроличье Поликлональное Антитело - Alt-Rpl36

Артикул: CM0001167

введение

Фосфо-alt-RPL36-S22 кроличье pAb для вестерн-блоттинга (WB), дот-блоттинга (DB), ELISA. Определяет фосфорилированный alt-RPL36 по Ser22 в образцах человека. Идеально подходит для изучения динамики фосфорилирования рибосомных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Фосфо-alt-RPL36-S22 Кроличье pAb
Вид	Человек
Иммуноген	Синтетический пептид - Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S22 alt-RPL36
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), дот-блоттинг (DB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
Доставка	В пакете со льдом