

Фосфо-AMPK α 1-S485 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Elisa - Q13131

Артикул: CM0001311



введение

Фосфо-AMPK α 1-S485 поликлональные кроличьи антитела, валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный AMPK α 1, фосфорилированный по S485, ~64 кДа. Идеальны для изучения сигналинга AMPK и энергетического метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-AMPK α 1-S485 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AMPK; AMPK α 1; AMPK alpha 1; Phospho-AMPK α 1-S485
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5562
ID гена	5562
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S485 человеческого PRKAA1 (NP_006242.5).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13131
Молекулярный вес белка	64 кДа
Доставка	Сумка-холодильник