

Phospho-Ampk α 1-T183+AMPk α 2-T172 Rabbit Mab - Q13131 / P54646

Артикул: CM0001562



введение

Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172 Rabbit mAb для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает активированный AMPK α в образцах человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования в области энергетического метаболизма, аутофагии и сигнальных путей рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AMPK α 1/AMPK α 2; Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5562/5563
Иммуногенный	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T183/T172 человеческого PRKAA1/PRKAA2 (NP_006242.5/NP_006243.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13131/P54646
Молек белка	64кДа/65кДа/62кДа
Доставка	Сумка со льдом