

Фосфо-Специфичные Поликлональные Антитела Кролика Против $\text{Amp}\alpha 1\text{-T183/Amp}\alpha 2\text{-T172}$ Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13131 / P54646

Артикул: CM0000538



введение

Фосфо-специфичные поликлональные антитела кролика, детектирующие фосфорилирование AMPK α 1-T183 и AMPK α 2-T172. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований энергетического метаболизма и сигналинга AMPK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-AMPK α 1-T183/AMPK α 2-T172 Поликлональные антитела кролика (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	AMPK α 1/AMPK α 2; Фосфо-AMPK α 1-T183/AMPK α 2-T172
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T183 человеческого PRKAA1 (NP_006242.5).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13131/P54646
Молекулярная масса белка	64 кДа/65 кДа/62 кДа
Доставка	В сумке со льдом