

Фосфо-AP2M1-T156 Кроличьи Раb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Cw1

Артикул: CM0000520



введение

Фосфоспецифичные кроличьи поликлональные антитела против AP2M1, фосфорилированного по Thr-156. Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагируют с белками человека и мыши. Идеальны для исследования клатрин-опосредованного эндоцитоза и регуляции AP-2 комплекса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-AP2M1-T156 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; Phospho-AP2M1-T156
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1173
ID гена	1173
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T156 белка AP2M1 человека (NP_001020376.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96CW1
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом