

Фосфо-App-T668 Кроличье Раb Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P05067

Артикул: CM0001965



введение

Поликлональное антитело кролика против фосфорилированного APP (Thr668) для Вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует эндогенный фосфо-APP в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-APP-T668 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTGamma; alpha-sAPP; Phospho-APP-T668
Вид	Человек
ID гена (Человек)	351
ID гена	351
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T668 белка APP человека (NP_958817.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P05067
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом