

Фосфо-Специфичное Кроличье Моноклональное Антитело К Ask1-T845 Для Вестерн-Блоттинга, Дот-Блоттинга, Ифа - O35099

Артикул: CM0001929

введение

Фосфо-специфичное кроличье моноклональное антитело, детектирующее ASK1, фосфорилированный по Thr845. Валидировано для Вестерн-блоттинга, Дот-блоттинга, ИФА на мышинном материале; детектирует стресс-активируемую киназу массой 155 кДа, участвующую в апоптозе и врожденном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ASK1-T845 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ASK; ASK1; MekK5; MAPKKK5; 7420452D20Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	4217
ID гена	26408
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T845 мышиногo ASK1 (NP_032606.4).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Дот-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O35099
Молекулярная масса белка	155 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом