

Фосфо-Atf-2 (Thr69/71)/Atf-7 (Thr51/53) Поликлональные Кроличы Антитела Для Wb, Elisa - P15336/P17544

Артикул: CM0001230



введение

Поликлональные кроличы антитела, распознающие фосфорилированный ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53). Валидированы для WB и ELISA на образцах человека, подходят для изучения ответа на повреждение ДНК и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53) кроличы pAb
Примечания/Псевдонимы	NB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATFA; Фосфо-ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1386/1101
GeneID	1386/1101
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области Thr69/71 и Thr51/53 человеческого Фосфо-ATF-2/ATF-7.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	P15336/P17544
Молекулярный вес белка	54кДа/51кДа
Доставка	Сумка со льдом