

Фосфо-Atf2 (T69/T71) Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, Ифа - P15336

Артикул: CM0000866



введение

Фосфоспецифическое кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ATF2 в положении Thr69/Thr71. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГГ-парафин и ИФА у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения апоптоза, транскрипции и ответа на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ATF2-T69/T71 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Фосфо-ATF2-T69/T71
Вид	Человек
ID гена (человек)	1386
ID гена	1386
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T69 и T71 человеческого ATF2 (NP_001871.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P15336
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодильный пакет