


Кроличыи Мат К Фосфо-Atf2-T71 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P15336

Артикул: CM0000690



введение

Кроличыи МАт к фосфо-ATF2-T71 обнаруживают ATF2, фосфорилированный по Thr71; валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь. Идеальны для изучения регуляции транскрипции и повреждений ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАт к фосфо-ATF2-T71
Примечания/Псевдонимы	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T71
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1386
GeneID	1386
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15336
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом