


Фосфо-Atf2-T71 Кроличий Раb Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P15336

Артикул: CM0000579



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному ATF2 по Thr71. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; перекрестно реагирует с человеческим, мышиным, крысиным белком. Используется для исследований транскрипции и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ATF2-T71 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Фосфо-ATF2-T71
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1386
ID гена	1386
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T71 человеческого ATF2 (NP_001871.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15336
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом