

Фосфо-Atm-S1981 Кроличье Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - Q13315

Артикул: CM0001078



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфорилированному по S1981 ATM, валидированное для применений: Вестерн-блоттинг, IF-P, ELISA. Детектирует человеческий ATM, фосфорилированный по серину 1981. Для исследований ответа на повреждение ДНК и сигналинга контрольных точек клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ATM-S1981 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TEL01; Phospho-ATM-S1981
Вид	Человек
GeneID (Человек)	472
GeneID	472
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку вокруг S1981 человеческого ATM (Q13315)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13315
Молекулярная масса белка	351 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом