


Фосфо-Atr-S428 Кроличье Моноклональное Антитело - Q13535

Артикул: CM0001558



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ATR по остатку S428, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA. Важно для исследований контрольных точек повреждения ДНК и целостности ядерной оболочки, молекулярная масса белка 301 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ATR-S428 Кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
Вид	Человек
GeneID (Человек)	545
GeneID	545
Иммуноген	Синтетический пептид, синтетический фосфорилированный пептид вокруг остатка S428 человеческого белка ATR (NP_001175.2)
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13535
Молекулярная масса белка	301 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом