


Кроличий Моноклональный Антитело Против Фосфо-Atr-S428 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13535

Артикул: CM0001807



введение

Кроличье мАб (Phospho-ATR-S428) валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий ATR, фосфорилированный по серину 428, критической контрольной киназе повреждения ДНК. Идеально подходит для исследований генотоксического стресса и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-ATR-S428 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
Вид	Человек
ID гена	545
Иммуноген	Синтетический пептид / Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S428 человеческого ATR (NP_001175.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13535
Молекулярный вес белка	301 кДа
Доставка	В ледяном пакете