


Кроличья Рab К Фосфо-Atr-S428 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q13535

Артикул: CM0001761



введение

Кроличья поликлональная антитело, специфичное к ATR, фосфорилированному по Ser428. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA с реактивностью в отношении человека, мыши и крысы. Необходимый инструмент для исследований контрольных точек повреждения ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-ATR-S428 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
Вид	Человек
GeneID (Человек)	545
GeneID	545
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид в районе S428 человеческого ATR (NP_001175.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13535
Молекулярный вес белка	301 кДа
Доставка	В ледяном пакете