


Фосфо-Atr-T1989 Кроличьи Раb Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q13535

Артикул: CM0000712



введение

Фосфо-ATR-T1989 Кроличьи pAb детектирует фосфорилированный ATR по T1989.

Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Необходимы для исследований ответа на повреждение ДНК, сигналинга контрольных точек и стабильности генома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-ATR-T1989 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Фосфо-ATR-T1989
Вид	Человек
GeneID (человек)	545
GeneID	545
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13535
Молекулярная масса белка	301 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом