


Фосфо-Aurka (Thr288) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вб И Ифа — O14965

Артикул: CM0000889



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированной киназе Ауроры А в положении Thr288. Валидировано для ВБ и ИФА в образцах человека. Подходит для исследований митоза, функции центросом и канцерного сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-AURKA-T288 кроличье пАт
Примечания/Альясы	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; Phospho-AURKA-T288
Вид	Человек
GeneID (человек)	6790
GeneID	6790
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T288 человеческой AURKA (NP_003591.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14965
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом