


Фосфо-Специфическое Кроличье Поликлональное Антитело К Axl (Y702) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P30530

Артикул: CM0001486



введение

Фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело, нацеленное на Axl по тирозину 702 (P30530). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, подходит для изучения сигналинга GAS6/AXL, выживания клеток и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Фосфо-Axl-Y702 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альясы	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Phospho-Axl-Y702
Вид	Человек
ID гена (человек)	558
ID гена	558
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y702 человеческого AXL (NP_068713.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P30530
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Холодопак