

Поликлональные Антитела К Фосфо-B-Raf (S445) Для Wb, Elisa - P15056

Артикул: CM0001775



введение

Кроличьи поликлональные антитела к фосфо-B-Raf (S445) выявляют эндогенный B-Raf только в фосфорилированном по остатку S445 состоянии. Валидированы для методов WB и ELISA с реактивностью к человеческому и крысиному белкам. Подходят для исследований сигнального пути MAP-киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к фосфо-B-Raf-S445
Примечание/Синонимы	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-S445
Вид	Человек
GeneID (Человек)	673
GeneID	673
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический фосфорилированный пептид в области S445 человеческого BRAF (NP_004324.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P15056
Молекулярная масса	84 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом