

Фосфо-B-Raf-S728 Кроличья Поликлональная Антитело Для B6 - P15056

Артикул: CM0001593



введение

Phospho-B-Raf-S728 Rabbit pAb — это кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого B-Raf, фосфорилированного по остатку Ser728. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, антитело обнаруживает полосу размером 84 кДа. Идеально подходит для изучения сигнального пути MAPK и онкогенных мутаций гена BRAF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-B-Raf-S728 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-S728
Вид	Человек
GeneID (человек)	673
GeneID	673
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области остатка S728 человеческого BRAF (NP_004324.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15056
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	Холодовой пакет