

Кролиčky Поликлональные Антитела К Фосфо-BCar1-Y165 Для Wb, Elisa - P56945

Артикул: CM0000982



введение

Фосфоспецифичные кролиčky поликлональные антитела к BCAR1 (pY165), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают p130cas человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения сигнализации, опосредованной интегринами, клеточной адгезии и миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиčky поликлональные антитела к фосфо-BCAR1-Y165
Примечания/Псевдонимы	CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas, Phospho-BCAR1-Y165
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9564
Идентификатор гена	9564
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид в области Y165 BCAR1 человека (NP_055382.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P56945
Молекулярная масса белка	93 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом