

Фосфо-Bcar1 (Y410) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P56945

Артикул: CM0001452



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против фосфорилированного BCAR1 в тирозине 410 (P56945).

Валидированы для WB и ELISA, реагируют с образцами человека и мыши. Идеальны для изучения сигнальных путей клеточной адгезии и миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-BCAR1-Y410 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; Phospho-BCAR1-Y410
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9564
GeneID	9564
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в районе Y410 человеческого BCAR1 (NP_055382.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P56945
Молекулярный вес белка	93 кДа
Доставка	Сумка со льдом