

Phospho-Bcl-2-S87 Rabbit Pab Для Wb - P10415

Артикул: CM0001094



введение

Фосфоспецифическое поликлональное антитело кролика, обнаруживающее Bcl-2, фосфорилированный по Ser87. Идеально подходит для WB и ELISA в образцах человека и крысы; поддерживает исследования апоптоза, аутофагии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Phospho-Bcl-2-S87 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Bcl-2; PPP1R50; Phospho-Bcl-2-S87
Вид	Человек
GeneID (Человек)	596
GeneID	596
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S87 человеческого Bcl-2 (NP_000624.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P10415
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	в ледяном пакете