

Фосфо-Беклин 1 (Ser15) Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14457

Артикул: CM0001642



введение

Фосфоспецифичное поликлональное антитело кролика против Беклина-1 (Ser15) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с Беклином-1 человека, мыши и крысы (52 кДа). Необходимо для исследований аутофагии, апоптоза и защиты хозяина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Фосфо-Беклин 1-Ser15 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ATG6; VPS30; beclin1; Фосфо-Беклин 1-Ser15
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8678
ID гена	8678
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S15 человеческого Беклина 1 (NP_003757.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14457
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом