

Фосфо-Beclin 1-Ser93 Кроличьи Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14457

Артикул: CM0001425



введение

Поликлональные антитела кролика против фосфорилированного Beclin 1-Ser93, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий Beclin-1, фосфорилированный по Ser93, ключевому регулятору аутофагии и апоптоза. Идеально подходят для исследований в области аутофагии, апоптоза и защиты хозяина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Beclin 1-Ser93 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ATG6; VPS30; beclin1; Фосфо-Beclin 1-Ser93
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8678
ID гена	8678
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S93 человеческого Beclin 1 (NP_003757.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	Q14457
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом