


Phospho-Brcal-S1423 Кроличья Поликлональная Антитело - P38398

Артикул: CM0000740



введение

Фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело к BRCA1 (S1423), валидированное для применения в ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК и ИФА, реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области репарации повреждений ДНК и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-BRCA1-S1423 Кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; Phospho-BRCA1-S1423
Вид	Человек
ID гена (человек)	672
ID гена	672
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку S1423 белка BRCA1 человека (NP_009225.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P38398
Молекулярная масса белка	208кДа
Доставка	Холодильный пакет