


Фосфо-Brd4 (S492/S494) Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Дот-Блоттинга, Ифа - O60885

Артикул: CM0000726



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на BRD4 по остаткам S492/S494. Валидировано для Вестерн-блоттинга, дот-блоттинга и ИФА; реактивность к человеческому белку; используется в исследованиях эпигенетической памяти и регуляции транскрипции. ~152 кДа. UniProt O60885.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-BRD4-S492/S494 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Фосфо-BRD4-S492/S494
Вид	Человек
GeneID (человек)	23476
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), дот-блоттинг (DB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60885
Молекулярная масса белка	152 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом