


Кроличьи Поликлональные Антитела К Фосфо-Brd4-S498/S499 Для Wb, Elisa - O60885

Артикул: CM0000845



введение

Данные кроличьи поликлональные антитела выявляют эндогенные уровни BRD4 только при фосфорилировании по сайтам S498/S499. Подходят для методов WB и ELISA с реактивностью к человеческому белку. Идеально подходят для исследований эпигенетической памяти и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к фосфо-BRD4-S498/S499
Примечания/Синонимы	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S498/S499
Вид	Человек
GeneID	23476
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60885
Молекулярная масса белка	152 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом