


Фосфо-Brd4-T204 Кроличьи Mab Для Wb, Elisa - O60885

Артикул: CM0001163



введение

Фосфо-BRD4-T204 кроличьи моноклональные антитела, валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают человеческий и крысиный BRD4, фосфорилированный по Треонину 204. Подходят для изучения эпигенетической памяти, регуляции транскрипции и сигналинга NF-kappa-B.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-BRD4-T204 кроличьи mAb
Примечания/Псевдоним	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Фосфо-BRD4-T204
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23476
GeneID	23476
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе T204 человеческого BRD4 (NP_490597.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O60885
Молекулярный вес белка	152кДа
Доставка	Сумка со льдом