


Phospho-Brd4-T204 Rabbit Pab - O60885

Артикул: CM0000823



введение

Phospho-BRD4-T204 Rabbit pAb обнаруживает фосфорилированный BRD4 в положении треонина 204. Валидирован для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для исследований эпигенетики и регуляции транскрипции. ~152 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-BRD4-T204 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T204
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23476
GeneID	23476
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в районе T204 человеческого BRD4 (NP_490597.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60885
Молекулярный вес белка	152 кДа
Доставка	Сухой лед