


Фосфо-Brd4-T249 Кроличье Поликлональное Антитело Для ВБ - O60885

Артикул: CM0001199



введение

Фосфо-BRD4-T249 кроличье pAb распознает BRD4, фосфорилированный по Тре249. Валидировано для вестерн-блоттинга в пробах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований эпигенетической памяти и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-BRD4-T249 кроличье pAb
Примечания/Альясы	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T249
Вид	Человек
ID гена (человек)	23476
ID гена	23476
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид в области T249 человеческого BRD4 (NP_490597.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ (Вестерн-блоттинг)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60885
Молекулярная масса белка	152 кДа
Доставка	Холодовая упаковка