


Phospho-C-Abl-Y412 Кроличья Pab - P00519

Артикул: CM0000491



введение

Фосфоспецифическое поликлональное антитело кролика, обнаруживающее c-Abl, фосфорилированный по Y412. Подходит для ИГХ (ИHC-P) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для изучения сигналинга киназы ABL1, апоптоза и динамики цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-c-Abl-Y412 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHD5KM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y412
Вид	Человек
GeneID (человек)	25
GeneID	25
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области Y412 человеческого ABL1 (NP_009297.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ИГХ (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00519
Молекулярный вес белка	123кДа
Доставка	Сумка со льдом