


Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-С-Abl-Y412 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P00519

Артикул: CM0000426



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфо-с-Abl (Y412), для использования в Вестерн-блоттинге (WB), ИГХ-П (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживает фосфорилирование с-Abl в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области онкологии, сигнальных путей киназ и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-c-Abl-Y412 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y412
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25
GeneID	25
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в районе Y412 человеческого ABL1 (NP_005148.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00519
Молекулярный вес белка	123 кДа
Доставка	В ледяном пакете